

Lösningar för infektionskontroll

SystemRoMedic™



Engångs- och avspritningsbara hjälpmedel underlättar infektionskontroll

Handicare's SystemRoMedic™ sortiment erbjuder ett växande urval av engångs- och avspritningsbara förflyttningshjälpmedel tillverkade av olika starka och säkra material med många praktiska egenskaper. Den gemensamma nämnaren för alla dessa hjälpmedel är att de skapar förutsättningar för optimal hygien och att de på så sätt motverkar spridningen av multiresistenta och andra typer av smittsamma bakterier.

Patientbundna hjälpmedel för korttidsbruk ger optimal hygien och säkerhet

Handicares SystemRoMedic™ sortiment erbjuder ett växande urval av patientbundna förflyttningshjälpmedel för korttidsbruk. De flesta av dessa är tillverkade av en stadig och slitstark non-woven (polypropen), men vi använder också ett mjukt och luftigt men samtidigt tåligt material av bomull/polyester.

Ett av våra senaste hjälpmedel i denna kategori, EasySlide i engångsmaterial, är däremot tillverkat av tunn, smidig och miljövänlig polyeten (PE) plast. Det är ett slitstarkt och tåligt material

som vid förbränning endast avger koldioxid och vatten. Förbrukade glidmattor kan också återvinnas som mjuk plast.

Gemensamma egenskaper och fördelar:

- Avsedda för en enda brukare och för korttidsbruk
- Istället för att tvättas kasseras produkten efter användning, när den blir smutsig eller då brukaren inte behöver den längre
- Motverkar spridningen av multiresistenta och andra typer av smittsamma bakterier

DisposableBelt™

SystemRoMedic™



För korttidsbruk. Ger stöd vid sittande överflyttning, uppresning samt stå- och gåträning.

| Art. nr. | Produktnamn | Storlek | Enhet |
|----------|--|--------------|-------|
| 6054 | DisposableBelt, engångsmaterial, non-woven, en storlek | Medium/Large | 5 st |



ReTurnBelt™

SystemRoMedic™



ReTurn7500 och ReTurnBelt i polyamid/nylon

Vårt patenterade* SystemRoMedic™ ReTurnBelt är ett utmärkt komplement till Handicares ReTurn överflyttningsplattformar. För brukare med svaga ben och som behöver extra stöd.

EasySlide, disposable™

SystemRoMedic™



EasySlide på rulle - en patientbunden glidmatta för korttidsbruk. För vändning och positionering i säng, för liggande och sittande överflyttning samt för sittande positionering och applicering av lyftsele. Finns på rulle samt i en praktisk singel-pack.

| Art. nr. | Produktnamn | Storlek | Enhet |
|----------|--|-------------|-----------|
| 2040 | EasySlide, disposable, på rulle | 50 x 70 cm | 2 x 60 st |
| 2045 | EasySlide, disposable, på rulle inkl. praktisk vägg- och bordshållare i stål | 50 x 70 cm | 2 x 60 st |
| 2041 | EasySlide, disposable, styckförpackad | 80 x 70 cm | 140 st |
| 2043 | EasySlide, disposable, styckförpackad | 120 x 70 cm | 100 st |
| 2042 | EasySlide, disposable, styckförpackad | 200 x 70 cm | 70 st |



| Art. nr. | Produktnamn | Storlek | Enhet |
|----------|--|---------|-------|
| 6233 | ReTurnBelt, engångsmaterial, non-woven | S | 5 st |
| 6234 | ReTurnBelt, engångsmaterial, non-woven | M | 5 st |
| 6235 | ReTurnBelt, engångsmaterial, non-woven | L | 5 st |
| 6236 | ReTurnBelt, engångsmaterial, non-woven | XL | 5 st |



*) Patent: SE-0401517-8



HighBackSling[™]

SystemRoMedic[™]

Standardmodell för brukare som behöver mycket stöd

HighBackSling är utformad för användning i de vanligaste lyft-situationerna, till exempel vid sittande överflyttning mellan säng och rullstol, och när brukaren behöver extra stöd för huvudet. HighBackSling kan även användas vid lyft från liggande på golv.

BariSling[™]

SystemRoMedic[™]

Specialmodell för extremt stora och tunga brukare

BariSling i engångsmaterial är en lyftsele som är utformad för lyft av brukare som väger 200 kg eller mer.

Gemensamma egenskaper och fördelar:

- Kan användas många gånger under en brukares tid på sjukhus
- För sittande överflyttning (från och till säng, stol och toalettstol mm)
- Kan användas med lyftar och lyftbyglar av andra fabrikat
- Finns i extra stora varianter samt i en specialmodell för extremt stora och tunga brukare



| Art. nr. | Produktnamn | Storlek | Enhet |
|----------|---|---------|-------|
| 40890004 | HighBackSling, engångsmaterial, non-woven | S | 5 st |
| 40890006 | HighBackSling, engångsmaterial, non-woven | M | 5 st |
| 40890007 | HighBackSling, engångsmaterial, non-woven | L | 5 st |
| 40890008 | HighBackSling, engångsmaterial, non-woven | XL | 5 st |
| 40890009 | HighBackSling, engångsmaterial, non-woven | XXL | 5 st |



Storlek S / M / L / XL: SWL 200 kg
Storlek XXL: SWL 300 kg

| | | | |
|----------|---|------|------|
| 47091010 | BariSling, engångsmaterial, non-woven SWL 450 kg | XXXL | 2 st |
|----------|---|------|------|



ThoraxSling[™]

SystemRoMedic[™]

För uppresning och ståträning med MiniLift200, MiniLift160 och MiniLift125

ThoraxSling är en specialanpassad och mycket bekväm uppresningsväst som används tillsammans med Handicares SystemRoMedic[™] uppresningslyftar MiniLift200, MiniLift160 och MiniLift125. Den är lätt för medhjälparen att applicera samtidigt som den ger brukaren en extra trygghetskänsla vid uppresning och ståträning. ThoraxSling underlättar också vid toalettbesök. ThoraxSling finns i två modeller; en som ger stöd bakom ryggen (ThoraxSling) och en som även ger stöd under stussen (ThoraxSling, med sätesstöd).

| Art. nr. | Produktnamn | Storlek | Enhet |
|----------|--|---------|-------|
| 45590004 | ThoraxSling, engångsmaterial, non-woven | S | 5 st |
| 45590006 | ThoraxSling, engångsmaterial, non-woven | M | 5 st |
| 45590007 | ThoraxSling, engångsmaterial, non-woven | L | 5 st |
| 45590008 | ThoraxSling, engångsmaterial, non-woven SWL 200 kg | XL | 5 st |
| 45690004 | ThoraxSling, med sätesstöd, engångsmaterial, non-woven | S | 5 st |
| 45690006 | ThoraxSling, med sätesstöd, engångsmaterial, non-woven | M | 5 st |
| 45690007 | ThoraxSling, med sätesstöd, engångsmaterial, non-woven | L | 5 st |
| 45690008 | ThoraxSling, med sätesstöd, engångsmaterial, non-woven SWL 200 kg | XL | 5 st |



ThoraxSling,
med sätesstöd,
45690006



MiniLift200
och ThoraxSling
i polyester




StretcherSling

SystemRoMedic™

För horisontella lyft med StretcherBar

StretcherSling är en lyftsele som används tillsammans med mobil eller stationär lyft och SystemRoMedic™ StretcherBar, en lyftbygel som är speciellt utformad för att utföra horisontella lyft för att förflytta brukare i liggande ställning.

StretcherSling har tio upphängningspunkter, fem på vardera sidan om brukaren, vilket ger brukaren ett jämnt fördelat stöd under hela kroppen.



| Art. nr. | Produktnamn | Storlek | Enhet |
|----------|--|------------|-------|
| 46592007 | StretcherSling, engångsmaterial, non-woven SWL 300 kg | En storlek | 5 st |



SafeHandlingSheet

SystemRoMedic™

För horisontella lyft och positionering med tvåpunktsbygel

Handicares SafeHandlingSheet i engångsmaterial används vid horisontella lyft, för uppresning från liggande till sittande på sängkant samt för att positionera en brukare i sängen, utan att belasta medhjälparen.

SafeHandlingSheet används tillsammans med mobil eller stationär lyft och en tvåpunktsbygel.

SafeHandlingSheet i engångsmaterial är tillverkat av ett mjukt och luftigt bomull/polyestermaterial.

De två största storlekarna är designade utan tvärgående band som kan ge ökat tryck på undersidan.

- För liggande överflyttning, vändning och positionering
- Förebygger uppkomst av trycksår
- Behagligt bomull/polyestermaterial som andas och som ger brukaren ökad komfort
- Finns i extra stora varianter för extremt stora och tunga brukare



| Art. nr. | Produktnamn | Storlek | Enhet |
|-----------|--|---------|-------|
| 47512006 | SafeHandlingSheet, engångsmaterial, bomull | M | 5 st |
| 47512007 | SafeHandlingSheet, engångsmaterial, bomull | L | 5 st |
| 47512008* | SafeHandlingSheet, engångsmaterial, bomull | XL | 5 st |
| 47512009* | SafeHandlingSheet, engångsmaterial, bomull | XXL | 5 st |

*) Utan tvärgående band



Storlek M/L: SWL 300 kg
Storlek XL: SWL 400 kg
Storlek XXL: SWL 570 kg



TurningSling™

SystemRoMedic

För vändning av brukare i säng

TurningSling används, tillsammans med en två-punktsbygel monterad på en stationär eller mobil personlyft, för att vända brukare i säng. TurningSling underlättar också skötsel av hygien, behandling av sår, byte av sängkläder samt av- och påklädning.

| Art. nr. | Produktnamn | Storlek | Enhet |
|----------|---|------------|-------|
| 49592000 | TurningSling, två lyftöglor, engångsmaterial, non-woven | En storlek | 5 st |
| 49592005 | TurningSling, en lyftögla, engångsmaterial, non-woven SWL 250 kg | En storlek | 5 st |



LimbSling

SystemRoMedic

För enkla lyft av ett ben eller en arm

LimbSling är utformad för att enkelt och bekvämt lyfta ett av brukarens ben eller en arm, för att kunna komma åt bättre, till exempel vid behandling eller rengöring av sår.

LimbSling är mycket praktisk för stora och tunga brukare.

LimbSling placeras under den kroppsdel som ska lyftas och öglorna kopplas på lyftbygeln.

| Art. nr. | Produktnamn | Storlek | Enhet |
|----------|---|------------|-------|
| 49292000 | LimbSling, engångsmaterial, non-woven SWL 150 kg | En storlek | 5 st |



Starkt, säkert och bekvämt avspritningsbart material

Handicare erbjuder också ett växande urval av avspritningsbara förflyttningshjälpmedel tillverkade av ett starkt, säkert och bekvämt material ("wipeable": nylon/termoplastisk polyuretan, TPU) med en slät och mjuk yta och med många praktiska egenskaper. Produktens hela yta kan desinficeras vilket motverkar

spridningen av multiresistenta och andra typer av smittsamma bakterier.

Faktum är att vi kallar materialet "wipeable" (avspritningsbart) men i själva verket kan dessa produkter till och med doppas i vatten eller användas i duschen utan att bli blöta.

EasyBelt™ SystemRoMedic



Ger stöd vid sittande överflyttning, uppresning samt stå- och gåträning.

| Art. nr. | Produktnamn | Storlek | Enhet |
|----------|--------------------|---------|-------|
| 6113 | EasyBelt, wipeable | S | 1 st |
| 6114 | EasyBelt, wipeable | M | 1 st |
| 6115 | EasyBelt, wipeable | L | 1 st |
| 6116 | EasyBelt, wipeable | XL | 1 st |



ThoraxSling™ SystemRoMedic



| Art. nr. | Produktnamn | Storlek | Enhet |
|----------|-----------------------|---------|-------|
| 45550004 | ThoraxSling, wipeable | S | 1 st |
| 45550006 | ThoraxSling, wipeable | M | 1 st |
| 45550007 | ThoraxSling, wipeable | L | 1 st |
| 45550008 | ThoraxSling, wipeable | XL | 1 st |
| 45550009 | ThoraxSling, wipeable | XXL | 1 st |

SWL 205 kg



ReTurnBelt™ SystemRoMedic




Patent: SE-0401517-8

| Art. nr. | Produktnamn | Storlek | Enhet |
|----------|----------------------|---------|-------|
| 6133 | ReTurnBelt, wipeable | S | 1 st |
| 6134 | ReTurnBelt, wipeable | M | 1 st |
| 6135 | ReTurnBelt, wipeable | L | 1 st |
| 6136 | ReTurnBelt, wipeable | XL | 1 st |



EasyGlide
SystemRoMedic



För liggande överflyttning samt för applicering av lyftsele

Den ovala modellen av EasyGlide är en glidskiva som används för liggande överflyttning, från en säng eller bår till en annan, men också för positionering högre upp i säng. EasyGlide är speciellt bra för användning på mjuka underlag som till exempel anti-decubitusmadrasser. EasyGlide kan också användas för att underlätta placering av en lyftsele både i liggande och i sittande ställning.

- Mycket enkel att använda, quick-guide på undersidan
- Svart polyeten med glatta ytor
- Hygienisk; kan desinficeras med 70 % etanol, 45 % isopropanol eller liknande efter användning

| Art. nr. | Produktnamn | Storlek | Enhet |
|----------|-----------------|------------|-------|
| 5040 | EasyGlide, oval | 85 x 39 cm | 1 st |
| 5042 | EasyGlide, oval | 85 x 39 cm | 2 st |



EasyGlide
SystemRoMedic

Underlättar positionering längre bak i stol samt applicering av lyftselar

Den mindre ovala modellen av EasyGlide används i par för att underlätta positionering längre bak i stol. En mer aktiv brukare kan, med hjälp av EasyGlide, själv skjuta eller hasa sig bakåt till en riktig och bekväm sittposition. Glidskivorna är små och behändiga och har mjuka, runda former och glatta ytor; egenskaper som gör dem mycket lätt att placera och ta bort samt att alltid ha nära till hands.

- Mycket enkel att använda, quick-guide på undersidan
- Svart polyeten med glatta ytor
- Hygienisk; kan desinficeras med 70 % etanol, 45 % isopropanol eller liknande efter användning

| Art. nr. | Produktnamn | Storlek | Enhet |
|----------|------------------------|------------|-------|
| 5045 | EasyGlide, oval (mini) | 45 x 20 cm | 2 st |



MiniStretcher

SystemRoMedic

För säkra och bekväma lyft av patienter upp på ambulansbårar

För ambulanspersonal är ingen situation den andra lik. Man utsätts ständigt för nya problem att lösa när det gäller att flytta patienten till ambulansbåren; trappor, toaletter och andra trånga utrymmen samt tunga lyft i besvärliga arbetsställningar är bara några exempel. Handicares SystemRoMedic™ MiniStretcher är räddningen i dessa situationer. Den är lätt att få in under patienten och den stabila konstruktionen med greppvänliga handtag bidrar till säkerhet vid tunga lyft. MiniStretcher formar sig flexibelt efter ambulansbårens form och kan därför ligga kvar under patienten under hela transporten. Naturligtvis uppfyller MiniStretcher alla hygienkrav som ställs inom vården. Eftersom MiniStretcher kan utsättas för både smuts och blod, är den vattentät och kan spolvas av.

- Mycket enkel att använda, en tydlig bruksanvisning finns lätt-tillgängligt direkt på båren
- Nackstödet ger ett bra stöd under patientens huvud
- En lätt vaddering på var sida av en böjbar plasticskiva gör MiniStretcher tillräckligt bekväm för att kunna ligga kvar under patienten under ambulanstransporten
- Handtagen, som sitter vid friktionspunkterna, ger bra greppmöjligheter
- Ytan är mycket tålig och lätt att rengöra

| Art. nr. | Produktnamn | Storlek | Enhet |
|----------|-----------------------------|-------------|-------|
| 4017 | MiniStretcher SWL 200 kg | 135 x 43 cm | 1 st |



MiniStretcher, Art. nr. 4017

Engångshjälpmedel – för en brukare men inte för en användning

Alla våra hjälpmedel i engångsmaterial kan användas många gånger med en och samma brukare, till exempel under dennes tid på sjukhus. Handicares patientbundna förflyttningshjälpmedel för korttidsbruk är säkra, kostnadseffektiva och praktiska lösningar som underlättar infektionskontroll.

I vårt SystemRoMedic™ engångssortiment ingår för närvarande följande produkter, och fler är på väg!



Avspritningsbara förflyttningshjälpmedel i flera olika material

I det avspritningsbara SystemRoMedic™ sortimentet ingår för närvarande följande produkter, och fler är på väg!



Besök gärna vår hemsida, www.handicare.se, för uppdateringar och mer information.



handicare

Maskinvägen 17,
972 54 Luleå
Tel: 08-557 62 200
Fax: 08-557 62 299
www.handicare.com
info@handicare.se

SystemRoMedic™ är en helhetslösning för enkla förflyttningar. I konceptet ingår fyra produktområden som tillgodoser de allra flesta behov i olika förflyttningsituationer.

Överflyttning, mellan två enheter. **Positionering**, inom samma enhet.

Stöd, vid mobilisering. **Lyft**, manuella och mekaniska.